



	MPW-223a	MPW-223c	MPW-223e	MPW-223es
	230V 50/60Hz; 115V 50/60Hz			
	35W	55W	120W	135W
	12 kart żelowych / 12 gel cards	4 próbki cyto / 4 cyto samples / 2 MTP	500ml	180ml
	1235 RPM	300 ÷ 2500 RPM, krok/step 100 RPM	300 ÷ 4000 RPM, krok/step 100 RPM	300 ÷ 5000 RPM, krok/step 100 RPM
RCF	129 x g	769 x g	2504 x g	3689 x g
	9min	1 ÷ 99min, krok/step 1min		
	270 x 355 x 435mm [HxWxD]			
	10,5/12kg (230V/115V)	10,5/12kg (230V/115V)	13/15kg (230V/115V)	13/15kg (230V/115V)
<b>CECHY / FEATURES</b>				
do kart żelowych, w tym do oznaczania grupy krwi; for gel cards, including blood type grouping		do testów cytologicznych; for cytological testing		do zastosowań uniwersalnych; for universal applications
bezobsługowy silnik indukcyjny; maintenance-free induction motor				
intuicyjny układ nastawiania parametrów wirowania; intuitive setting of spinning parameters				
wyświetlacz LCD; LCD display				
łatwa obsługa; easy operation				
stały czas wirowania; fixed centrifuging time		regulacja czasu wirowania; centrifugation time adjustment		
stała szybkość/RCF; fixed RPM/RCF		regulacja prędkości/RCF; speed (in RPM)/RCF(xg) adjustment		
-		praca w trybie „SHORT”; "SHORT" operation mode		
komora wirowania ze stali nierdzewnej; rotor chamber made from stainless steel				
<b>BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY</b>				
czujnik niewyważenia; unbalance sensor		-		czujnik niewyważenia; unbalance sensor
blokada pokrywy podczas wirowania; lid locking during rotor running				
blokada startu przy otwartej pokrywie/start blocking at opened lid				
awaryjne otwieranie pokrywy; emergency lid lock release				
Produkt zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101; Product conforming with the EN-61010-1 and EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 international safety standards/regulations				

Zastrzeżenie: prawo do zmian. MPW MED. INSTRUMENTS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie. Technical specification subject to change. MPW MED. INSTRUMENTS is not responsible for printing mistakes.